



BIOPSIEZANGEN

EINMALZANGEN



EINMAL-BIOPSIEZANGEN

ZUVERLÄSSIGKEIT TRIFFT KOMFORT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Mit der großen Auswahl an Einmal-Biopsiezangen sind Sie für jeden Einsatz bestens ausgerüstet. MICRO-TECH bietet Zangen in den Durchmessern 1,8 mm und 2,3 mm sowie in der Länge 120 cm an. Ganz gleich, ob mit oder ohne Dorn, mit oder ohne Beschichtung und mit Standard-Löffeln oder gezahnten Löffeln – alle Modelle zeichnen

sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Die hervorragende Schnittschärfe der Biopsiezangen garantiert die sichere und leichte Entnahme von aussagekräftigen Gewebeproben. Neben den Komfort-Zangen mit Soft-Griff umfasst das Sortiment auch Eco-Zangen für Standard-Eingriffe.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Zuverlässigkeit
- Hoher Bedienungskomfort
- Aussagekräftige Biopsien
- Große Produktvielfalt
- Hochwertig genietete Scherengelenke
- Arbeitskanalschonendes Design



Gezahnte Löffel



Scherengelenk

ERFOLGREICH IN DER PRAKTISCHEN ANWENDUNG

In der Praxis überzeugt die Biopsiezange durch ihre leichte Einführung und hervorragende Beweglichkeit. Dadurch erreichen Sie den zu untersuchenden Bereich problemlos und schnell. Bei der Gewebeentnahme überzeugt die Zange mit einer exakten Steuerung und einen präzisen Schnitt.

Durch die besonders scharfe Schnittkante erlaubt die Zange eine gezielte Entnahme von Biopsaten. Der hierfür benötigte Kraftaufwand ist minimal. Die entnommenen Biopsate sind groß und bieten somit ausreichend Gewebe für eine aussagekräftige Diagnose.



GRIFF ALS KOMFORT- ODER ECO-VERSION

Mit dem Griff der Zange haben Sie das Maulteil perfekt unter Kontrolle. Er bietet Ihnen eine präzise Steuerung auch bei stark abgewinkelten Endoskopen. Zur Auswahl stehen zwei Griffarten:

Die Komfort-Version mit weicher und rutschfester Gummierung, die das Arbeiten sicher und angenehm macht oder die Eco-Version mit Kunststoff-Griff als Alternative.

MAULTEILE FÜR JEDEN EINGRIFF

Ob für Biopsien oder zur Abtragung von kleinen Polypen, die Einmal-Biopsiezangen sind mit unterschiedlichen Maulteilen für jede Aufgabe perfekt ausgerüstet: Mit glatter Schneidekante oder gezahnter, mit Dorn oder ohne. Das Maulteil lässt sich präzise steuern und extrem weit öffnen.



HOCHWERTIGE BESCHICHTUNG

Sie können zwischen einer unbeschichteten und einer beschichteten Metallspirale wählen. Auf der Beschichtung befinden sich zusätzliche Markierungen, die die Orientierung während der Anwendung erleichtern.



SCHNELLE IDENTIFIKATION

Damit Sie die Zangen schneller identifizieren und ihr Einsatzgebiet auf den ersten Blick erkennen können, sind ihre Bauteile unterschiedlich farblich markiert:

Handgriff:

- Weiß – gezahnte Schneidekante
- Grau – glatte Schneidekante

Maulteil-Schutzkappe:

- Rot – mit Dorn
- Gelb – ohne Dorn

Beschichtung:

- Grau – Ø 1,8 mm, 120 cm lang

SPEZIFIKATIONEN

REF	Ø mm	Länge mm	Dorn	Beschichtung	Löffel
BRONCHOZANGEN					
NBF01-11018120	1,8	1200	Nein	Ohne	Standard
NBF11-11018120	1,8	1200	Nein	Ohne	Gezahnt
NBF01-11118120	1,8	1200	Ja	Ohne	Standard
NBF02-11018120	1,8	1200	Nein	Grau	Standard
NBF12-11018120	1,8	1200	Nein	Grau	Gezahnt
NBF02-11118120	1,8	1200	Ja	Grau	Standard
NBF01-11023120	2,3	1200	Nein	Ohne	Standard
NBF01-11123120	2,3	1200	Ja	Ohne	Standard
NBF03-11023120	2,3	1200	Nein	Grau	Standard
NBF03-11123120	2,3	1200	Ja	Grau	Standard

Verpackungseinheit: 10 Stück

NOTIZEN

A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small dots.

